

Siltrax AS est un fil de coton tressé imbibé d'une solution de sulfate d'aluminium et séché selon une technique qui préserve l'activité de la substance active. L'humidification normale du tissu réactive la substance active, ce qui rétracte rapidement le tissu gingival sans lui causer de dommages mais en expose complètement le bord.

**Contenu :** Chaque flacon contient 183 cm de fil de coton tressé. La concentration moyenne de sulfate d'aluminium pour chaque taille est :

Siltrax AS 7/00	0,12 mg/cm
Siltrax AS 8/0	0,189 mg/cm
Siltrax AS 9/1	0,335 mg/cm
Siltrax AS 10/2	0,57 mg/cm

**Indications d'emploi :** À Utiliser quand la rétraction gingivale est recommandée en pratique dentaire, comme avant la prise d'empreintes avec tout matériau d'empreinte élastique ; ou avant le placement de couronnes, bridges ; et durant la préparation des dents.

**Contre-indications :** Il n'y a aucune contre-indication connue pour l'emploi de Siltrax AS. Les composants chimiques de Siltrax AS ont un long passé de sécurité et d'efficacité pour les objectifs prévus.

**Avertissements :** Pour l'utilisation intra-buccale topique seulement. Ne pas ingérer. À garder hors de la portée des enfants.

### Précautions :

- Lire et suivre toutes les instructions.
- Pour l'usage professionnel au cabinet dentaire seulement.
- Pour l'utilisation intra-buccale topique seulement. Ne pas ingérer.
- À garder hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser sur des patients ayant une allergie ou sensibilité au sulfate d'aluminium.

**Quantité à utiliser :** Utilisez autant de fil des tailles appropriées qu'il est nécessaire pour aller tout autour du collet de chaque dent qui doit être rétractée, avec un léger chevauchement.

Deux boudes peuvent être mises autour de chaque dent (voir ci-dessous), si l'espace du sulcus le permet. La rétraction avec du fil à épinéphrine doit être limitée à l'équivalent d'un quart de cercle normal de la bouche par rendez-vous.

### Mode d'emploi :

- Pour l'emploi le plus efficace du Siltrax AS, faites une boucle avec un brin de fil de taille plus petite autour de la dent et au-dessus du sillon.
- Coupez les extrémités pour obtenir un léger chevauchement, et mettez la boucle fermement dans le sulcus.
- Appliquez de la même manière une deuxième boucle de fil de plus grande taille sur le fil de plus petite taille.
- Quand vous êtes prêt à appliquer le matériau d'empreinte, enlevez la boucle de fil de plus grande taille seulement, en laissant le fil de plus petite taille en place en-dessous du bord gingival jusqu'à ce que le processus de prise d'empreinte ait été terminé.
- Une fois que le processus de prise d'empreinte est terminé le fil de plus petite taille est aussi enlevé.
- Alternativement, une boucle simple de fil suffira.
- Siltrax AS rétracte complètement le tissu entre cinq (5) à dix (10) minutes et doit ensuite être enlevé de la bouche.

Les parties de fil délivrées sont prévues pour un usage unique seulement et doivent être jetées immédiatement après l'utilisation. La réutilisation d'une portion distribuée expose les patients à un risque accru de blessures ou d'infection.

Pour les informations sur les Fiches de données de sécurité (FDS) ou SDS (Material Safety Data Sheets) veuillez consulter le site Web de la société à [pascaldental.com](http://pascaldental.com) ou contactez Pascal directement.