

Siltrax AS ist ein geflochtener Baumwollfaden, der mit einer Aluminiumsulfatlösung getränkt und durch eine spezielle Technik, die die Wirksamkeit des Wirkstoffs erhält, getrocknet wurde. Die natürliche Gewebebefeuchtigkeit reaktiviert den Wirkstoff, wodurch das Zahnfleischgewebe ohne Gewebeschaden zurückgezogen und der Zahnfleischrand vollständig freigelegt wird.

Inhalt: Jede Flasche enthält 183 cm geflochtenen Baumwollfaden. Die durchschnittliche Konzentration an Aluminiumsulfat beträgt je nach Größe:

Siltrax AS 7/00	0,12 mg/cm
Siltrax AS 8/00	0,189 mg/cm
Siltrax AS 9/1	0,335 mg/cm
Siltrax AS 10/2	0,57 mg/cm

Indikation: Siltrax AS kann jederzeit verwendet werden, wenn eine Zahnfleisch-Retraktion zahnmedizinisch notwendig ist, z. B. vor Abdrucknahme mit einem elastischen Abformungsmaterial, vor Einsetzen von Kappen, Kronen, Brücken oder während der Zahnpräparation.

Gegenanzeichen: Es liegen keine Gegenanzeichen für die Verwendung von Siltrax AS vor. Die Sicherheit und Effektivität der chemischen Wirkstoffe von Siltrax AS für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ist seit langem erwiesen.

Warnung: Nur für den topischen Gebrauch in der Mundhöhle. Nicht einnehmen. Von Kindern fern halten.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen.
- Nur von zahnmedizinischem Fachpersonal zu verwenden.
- Nur für den topischen Gebrauch in der Mundhöhle. Nicht einnehmen.
- Von Kindern fern halten.
- Nicht bei Patienten mit einer Allergie oder Empfindlichkeit gegenüber Aluminiumsulfat verwenden.

Zu verwendende Menge: Verwenden Sie genügend Faden der passenden Größe, um diesen vollständig mit etwas Überlappung um den Zahnhals eines jeden zu behandelnden Zahnes zu wickeln. Es können auch je nach Größe der Zahnfleischfurche zwei Schlaufen um jeden Zahn gewickelt werden (siehe unten). Die Retraktion mit einem Epinephrin-Faden sollte auf die Größe eines normalen Mundquadranten pro Zahnarztbesuch beschränkt werden.

Gebrauchsanweisung:

- Zur effektiven Anwendung von Siltrax AS wickeln Sie ein Stück des kleineren Fadens um den Zahn und über den Zahnzwischenraum.
- Schneiden Sie die Enden mit einer leichten Überlappung ab und drücken Sie den Faden fest in die Zahnfleischfurche.
- Legen Sie auf die gleiche Weise eine zweite Schlaufe des größeren Fadens über den kleineren Faden.
- Wenn das Abformungsmaterial aufgebracht werden soll, entfernen Sie nur den größeren Faden und lassen Sie die kleineren Faden darunter im Zahnfleischrand bis die Abdrucknahme beendet ist.
- Wenn die Abdrucknahme abgeschlossen ist, entfernen Sie auch den kleineren Faden.
- Wahlweise ist es auch ausreichend nur einen einzigen Faden zu verwenden.
- Siltrax AS zieht das Zahnfleischgewebe innerhalb von fünf bis acht Minuten vollständig zurück und sollte dann aus der Mundhöhle entfernt werden.

Aus der Flasche entnommene Fäden sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und müssen sofort nach Verwendung entsorgt werden. Bei Wiederverwendung des abgegebenen Teils des Produkts besteht eine erhöhte Verletzungs- oder Infektionsgefahr für den Patienten.

Das Materialsicherheitsdatenblatt erhalten Sie über die Website des Herstellers unter www.pascaldental.com oder durch eine direkte Kontaktaufnahme mit Pascal.