

Il Siltrax AS è un filo di cotone intrecciato saturato con una soluzione di solfato di alluminio e asciugato mediante una tecnica che conserva l'attività dell'ingrediente attivo. La normale umidità del tessuto riattiva l'ingrediente attivo, che retrae prontamente il tessuto gengivale in modo tale da non causare alcun danno al tessuto ma esponendo completamente il margine gengivale.

Contenuto: ciascun flacone contiene 183 cm di filo di cotone intrecciato. La concentrazione media di solfato di alluminio per ogni dimensione di filo è:

Siltrax AS 7/00	0,12 mg/cm
Siltrax AS 8/0	0,189 mg/cm
Siltrax AS 9/1	0,335 mg/cm
Siltrax AS 10/2	0,57 mg/cm

Indicazioni per l'uso: usare il prodotto ogni volta che nella pratica dentistica sia consigliabile la retrazione gengivale, come prima della presa d'impronta con qualsiasi materiale per impronta elastico; o prima del posizionamento di cappette, corone o ponti; e durante la preparazione del dente.

Controindicazioni: non ci sono controindicazioni note all'uso di Siltrax AS. Gli ingredienti chimici di Siltrax AS hanno una lunga tradizione di sicurezza ed efficacia per i fini previsti.

Avvertenze: solo per l'uso topico intraorale. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni

- Leggere e seguire tutte le istruzioni.
- Solo per l'uso professionale in studio.
- Solo per l'uso topico intraorale. Non ingerire.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare su pazienti con allergia o sensibilità al solfato di alluminio.

Quantità da usare: usare una quantità di filo delle dimensioni appropriate necessaria ad andare tutto attorno al colletto di ciascun dente di cui vada eseguita la retrazione gengivale, con una leggera sovrapposizione. Due giri possono essere impaccati attorno a ciascun dente (vedere sotto) se lo spazio del solco lo permette. La retrazione con un filo contenente epinefrina va limitata all'equivalente di un normale quadrante della bocca per appuntamento.

Istruzioni per l'uso

- Per usare Siltrax AS nel modo più efficace, avvolgere un tratto di filo più piccolo attorno al dente e sopra il solco gengivale.
- Tagliare le estremità in modo da lasciare una leggera sovrapposizione, e impaccare l'avvolgimento saldamente nel solco.
- Applicare nello stesso modo un secondo avvolgimento di filo più grande sopra il filo più piccolo.
- Quando si è pronti ad applicare il materiale per impronta, rimuovere soltanto l'avvolgimento di filo più grande, lasciando in posizione il filo più piccolo sotto il margine gengivale finché non si completa la procedura di presa d'impronta.
- Una volta completata la procedura di presa d'impronta, rimuovere anche il filo più piccolo.
- In alternativa, sarà sufficiente un singolo avvolgimento di filo.
- Il Siltrax AS retrae completamente il tessuto nel giro di cinque-otto minuti, e va quindi rimosso dalla bocca.

I segmenti di filo erogati sono intesi per un uso singolo e vanno smaltiti subito dopo l'uso. Riutilizzare la porzione erogata aumenta il rischio di lesioni o infezioni per i pazienti.

Per informazioni sulla SDS (scheda di sicurezza dei materiali) del prodotto, si prega di consultare il sito Web aziendale all'indirizzo pascaldental.com oppure di contattare direttamente la Pascal.