

O Siltrax AS é um cordão entrançado de algodão saturado com uma solução de sulfato de alumínio e secado utilizando uma técnica que retém a atividade do ingrediente ativo. A humidade normal dos tecidos reativa o ingrediente ativo, que rapidamente retrai o tecido gengival de um modo que não causa danos no tecido, mas que expõe totalmente a margem gengival.

Conteúdo: Cada frasco contém 183cm de cordão de algodão entrançado. A concentração média de sulfato de alumínio para cada tamanho é de:

Siltrax AS 7/00	0.12 mg/cm
Siltrax AS 8/0	0.189 mg/cm
Siltrax AS 9/1	0.335 mg/cm
Siltrax AS 10/2	0.57 mg/cm

Indicações para o Uso: Usar sempre que é recomendada a retracção gengival em intervenções dentárias, antes de se efectuarem impressões com qualquer tipo de material de impressão elástico, ou antes da colocação de capas, coroas e pontes e durante a preparação do dente.

Contra-indicações: Não existem contra-indicações conhecidas para o uso de Siltrax AS. Os componentes químicos do Siltrax AS apresentam uma longa história de segurança e eficácia para os fins pretendidos.

Avisos: Apenas para uso tópico intra-oral. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças.

Precauções:

- Ler e obedecer a todas as instruções.
- Apenas para ser usado por profissionais, no consultório.
- Apenas para uso tópico intra-oral. Não ingerir.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não usar em pacientes alérgicos ou sensíveis ao sulfato de alumínio.

Quantidade a usar: Usar a quantidade de cordão necessária e com as dimensões apropriadas, para delimitar totalmente a base de cada dente a ser retraído, com uma ligeira sobreposição. Podem ser feitos dois círculos em redor de cada dente (ver mais abaixo), se o espaço do sulco assim o permitir. A retracção efectuada com um cordão de epinefrina deve ser limitada a um quadrante normal da boca por visita.

Instruções para o Uso:

- Para uma utilização mais eficaz de Siltrax AS, enrolar uma fiada de cordão mais fino à volta do dente e sobre o espaço gengival.
- Aparar as pontas de modo a obter uma ligeira sobreposição do cordão e inserir firmemente no sulco.
- Aplicar uma segunda fiada de cordão mais grosso sobre o cordão mais fino, utilizando a mesma técnica.
- Quando estiver pronto para aplicar o material de impressão, remover apenas o cordão mais grosso, deixando o cordão mais fino abaixo da margem gengival até completar a impressão.
- Depois de terminar a impressão o cordão mais fino também é removido.
- Como alternativa, pode usar-se uma só laçada.
- O Siltrax AS efectua a retracção total dos tecidos em cinco a oito minutos, devendo depois ser removido da boca.