

Siltrax AS es un hilo de algodón trenzado, impregnado en una solución de sulfato de aluminio y secado mediante una técnica que conserva la actividad de la sustancia activa. La humedad del tejido sano reactiva la sustancia activa, que retrae al instante el tejido gingival sin dañarlo y exponiendo completamente el borde gingival.

Contenido: Cada frasco contiene 183 cm de cordón de algodón trenzado. La concentración media a sulfato de aluminio para cada tamaño es la siguiente:

Siltrax AS 7/00	0,12 mg/cm
Siltrax AS 8/0	0,189 mg/cm
Siltrax AS 9/1	0,335 mg/cm
Siltrax AS 10/2	0,57 mg/cm

Indicaciones de uso: Debe usarse siempre que sea aconsejable la retracción gingival en la práctica dental; por ejemplo, antes de la toma de impresiones con cualquier material elástico para impresión o antes de la colocación de fundas, coronas, puentes y durante la preparación de los dientes.

Contraindicaciones: No se conocen contraindicaciones para el uso de Siltrax AS. Los componentes químicos de Siltrax AS cuentan con un largo historial de inocuidad y efectividad para los propósitos previstos.

Advertencias: Exclusivamente para uso tópico intrabucal. No debe ingerirse. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones:

- Lea y siga todas las instrucciones.
- Únicamente para uso en un consultorio por un profesional.
- Exclusivamente para uso tópico intrabucal. No debe ingerirse.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No debe usarse en pacientes que presentan alergia o hipersensibilidad al sulfato de aluminio.

Cantidad que debe usarse: Use la longitud de cordón del tamaño adecuado que sea necesario para rodear por completo el cuello de cada diente que deba retraerse, con un ligero solapamiento. Pueden pasarse dos bucles en torno a cada diente (véase abajo) si lo permite el tamaño del surco. La retracción con un cordón de epinefrina debe limitarse al equivalente de un cuadrante normal de la boca por cita.

Instrucciones de uso:

- Para obtener la máxima eficacia al usar Siltrax AS, debe enrollarse una hebra de cordón más pequeño en torno al diente y sobre el surco.
- Recorte los extremos para que quede una ligera superposición y apriete el bucle con firmeza en el surco.
- Aplique un segundo bucle de un cordón de mayor tamaño sobre el más pequeño, de la misma manera.
- Cuando esté listo para aplicar el material de impresión, retire únicamente el bucle del cordón de mayor tamaño, dejando el más pequeño en su lugar bajo el borde gingival hasta terminar el procedimiento de impresión.
- Una vez terminado el procedimiento de impresión, debe retirarse también el cordón de menor tamaño.
- En otro caso, bastará con utilizar un bucle de cordón único.
- Siltrax AS retrae completamente el tejido en cinco a ocho minutos y, a continuación, debería retirarse de la boca.

Las porciones del cordón utilizadas se prevén para un único uso y deben desecharse inmediatamente después de usarlas. La reutilización de la parte dispensada expone a los pacientes a un mayor riesgo de lesiones o infecciones.

Para obtener información sobre la seguridad del producto (SDS), consulte la página web de la empresa, pascaldental.com o póngase directamente en contacto con Pascal.